

UNIVERSIDAD DEL SURESTE CAMPUS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS



MATERIA: MICROANATOMIA

PROFESOR: DR SAMUEL ESUA FONSECA FIERRO

NOMBRE DEL ALUMNO: Dolores Hortencia Domínguez López

FECHA: 12 de noviembre de 2021

PRACTICA CELULAS SANGUINEAS

OBJETIVO: Realizar la revisión de la literatura con respecto al tejido sanguíneo, observar mediante microscopio los tipos de células sanguíneas y conocer su morfología, realizar por parte del alumno la extracción sanguínea.

MATERIAL:

- 1. Microscopio
- 2. Porta objetos
- 3. Jeringas
- 4. Agujas
- 5. Tubos de recolección de sangre
- 6. Agua destilada
- 7. Colorantes
- 8. Aceite de olivo (5 mililitros)
- 9. Goteros
- 10. Liga de extracción sanguínea
- 11. Bata
- 12. 5 abatelenguas

PROCEDIMIENTO:

- 1. El alumno debe investigar cual es el proceso de extracción sanguínea (Flebotomía)
- 2. Realizar tinción de Wrigth
- 3. Observar microscopio
- 4. Toma de evidencia

ANOTAR PROCEDIMIENTOS

1. FLEBOTOMIA

La flebotomía es una extracción de sangre.

- Primero se palpa la vena
- Se coloca la liga para hacer presión en la vena y así tener más visibilidad a la vena
- Después colocar el bisel a un Angulo de 30 grados aproximadamente
- Se desinfecta la zona a introducir el bisel
- Luego con un solo movimiento corto pero firme se inserta la aguja
- Para después empezar a succionar sangre con la jeringa
- Una vez ya acabado de sacar sangre se desata la ligadura y se coloca una torunda con algodón para después sacar el bisel del brazo del paciente
- Después se le pide al paciente que doble el brazo para detener el sangrado
- Después la sangre se coloca en él tuvo vacutainer y se agita ligeramente.

2. ¿CÓMO SE REALIZA LA TINCIÓN DE WRIGTH?

- Primero se coloca una gota de sangre en el porta objetos y se desliza con otro porta objetos
- Después se espera a que se seque la sangre sobre la porta objetos
- Después se coloca el colorante o solución de WRIGTH y se deja reposando tres minutos
- Añadir el mismo volumen de agua destilada, soplando ligeramente con la pipeta para homogeneizar la mezcla, durante 3-4 minutos. Se producirá la tinción de la extensión.
- Lavar los frotis teñidos con agua destilada hasta eliminar los restos de colorante.
- Secar las extensiones al aire.
- Observar las preparaciones al microscopio óptico para comprobar la calidad de la tinción.

3. ¿QUE CELULAS OBSERVÓ AL MISCROSCOPIO?

Células sanguíneas como eritrocitos, neutrófilos, basófilos

4. DIBUJE LO QUE VIO O ADJUNTE FOTOGRAFIAS




























5. REALICE UNA CONCLUSIÓN

La práctica realmente fue muy divertida, aprendimos a perder miedo y hacer nuestro objetivo que fue aprender a extraer sangre, aprendimos a cómo realizarla y sobre todo a observar células que se encuentran en la sangre, para concluir fue muy bonito.