

Estetoscopio

Partes y funciones

Olivos
Van dentro de los oídos ayuda a escuchar mejor los sonidos de interés.

Ojivas
Son fuertes para que las ojivas se adapten con firmeza sin producir molestias.

Tubo en Y

Diapragma
Parte circular. Transmite mejor los sonidos de alta frecuencia decaídos por el movimiento a gran velocidad del aire y la sangre.

Se usa para oír sonidos intestinales pulmonares y cardiacos.



Muelle

Manguera
Reduce la transmisión sonora del exterior y transporta el sonido desde la campana hasta las olivas.

Campana
Transmite sonidos de tono grave creados por el movimiento de la sangre a baja velocidad.

Sonidos cardiacos y vasculares.

Concepto de auscultación:

Exploración de los sonidos que se producen en el interior de un organismo humano o animal.