



Nombre de alumnos:

Anai azucena Vázquez Vázquez

Nombre del profesor:

Cecilia Zamorano

Nombre del trabajo: Bulto de cirugía mayor

Materia: Enfermería medico quirúrgica

Grado: 5to

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de enero de 2021.

BULTOS DE CIRUGIA MAYOR

ENVOLTURA DOBLE



MEDIDA Estándar
De 150 m x 150 m

CARACTERISTICAS

- Confeccionado en tela de color azul y de algodón
- De forma cuadrada
- Son dos piezas unidas por un dobladillo Perimetral de 1 cm.



FORMA DE DOBLADO

TECNICA DE DOBLADO

Doble las orillas llevándola hacia el centro de la abertura de manera que coincida los extremos. Repite este doblete cuantas veces sea necesario hasta que queden de un tamaño aproximado 25 cm. Doble los extremos hacia el centro.

ENVOLTURA SIMPLE



MEDIDA ESTANDAR

De 75 x 75 cm

CARACTERÍSTICAS

- Tela de algodón y de color azul
- De forma cuadrada con un dobladillo Perimetral de 1cm.

TECNICA DE DOBLADO

- Doble los orillos llevándolos al centro de la abertura de manera que coincidan los extremos. Repetir este doble las veces que sea necesario hasta que tenga un tamaño aproximado de 25 cm. Doble los extremos hacia el centro.

TRES TOALLAS

MEDIDA ESTANDAR

- $40 \pm 5 \text{ cm} \times 40 \pm 5 \text{ cm}$.

CARACTERISTICAS

- Tienen forma cuadrada.
- De alta absorción
- Se utiliza en la absorción de fluidos o irrigados en la cirugía.
Como limpiar el sudor del cirujano o la absorción de sangre.



BATAS DE CIRUJANO

CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza encima del uniforme OX para el personal y pueda tener contacto directo con el campo OX estéril
- Son en total 3 batas quirúrgicas.
- Es de tela de algodón
- Manga larga y puños elásticos
- La abertura es posterior
- En la parte anterior tiene una protección denominada marsupial
- Tienen cintas que sirven para anudarse en la parte posterior de la cintura y la espalda.

TÉCNICA DE DOBLADO

- Revisar que la bata este completa e íntegro.
- Anudar los cordones de la cintura
- Si es bata con espalda triángulo, doblar el triángulo hacia adentro y cuidar que la abertura de la espalda quede siempre hacia afuera
- Por el revés tomar los extremos superiores de los dos brazos juntándolos en toda la extensión del hombro, verificando que los mangos queden extendidos, cubra un hombro con el otro de esta manera la bata queda doblada a lo largo en cuatro partes
- Doblarla a lo largo otra vez por la mitad
- El extremo correspondiente del cuello doblarlo una sola vez al nivel de la sisa y el extremo inferior doblarlo dos veces sobre sí mismo
- Juntar las dos secciones.

CAMPOS SENCILLOS

Se colocan después de las
Sobanas cefálicas y de los
Picos, se utilizan para
delimitar una barrera

alrededor de la
HX y pueden
ser sujetados
con Pincos.

Miden 1x1m.

TECNICA DE DOBLADO

- Extender el campo y revisarlo.
- Doblarla por la mitad
- Cada una de estas mitades doblaras hacia afuera y otra vez por la mitad.
- Queda la compresa doblada en cuatro partes
- Doblarla por la mitad otra vez.
- Haga un doblec en senvilleta con objeto de marcar los dobleces de referencia.

SABANA CEFALICA



CARACTERÍSTICAS

- Se coloca en el campo operatorio estéril para cubrir al paciente con referencia a la cabeza. Se coloca directamente arriba del área de incisión.
- Son de doble grosor y sus dimensiones son de 1.80 x 1.80 m.

TÉCNICA DE DOBLADO

- Doblar las orillas llevándola hacia el centro de la abertura de manera que coincidan los extremos.
- Doblar las veces que sea necesario y doblar los extremos hacia adentro.

SABANA DE PIES



TECNICA DE DOBLADO

- Doble la sábana en dos a lo ancho
- Dóblela en acordeón desde la orilla hacia el centro
- Doble los dos extremos hacia el centro coincidiendo en la mitad y una las dos secciones.

CARACTERÍSTICAS

- se coloca en el campo operatorio estéril para cubrir al paciente con referencia a los Pies, Pubis. se coloca directamente debajo del área de incisión.
- son de doble grosor y sus dimensiones son de 1.80 x 1.80 m.

SABANA HENDIDA



CARACTERÍSTICAS

- Es una sabana sencilla que se utiliza en el campo operatorio. La hendidura queda por encima del área de incisión y se coloca después de los primeros campos.

- Las dimensiones son de 2.50 x 1.80 m.

- La hendidura está en el centro en sentido paralelo a lo largo de la sabana y mide 60 cm.

TÉCNICA DE DOBLADO

- Extiende la sabana

- Doble los orillos llevándola hacia el centro de la abertura de manera que coincidan los extremos.

- Repita este doblez cuantas veces sea necesario hasta que queden de un tamaño aproximado de 25 cm

- Doble los extremos hacia adentro

- Repita el doblez sobre sí mismo juntando ambos extremos.

COMPRESAS DE ESPONGEAR



CARACTERÍSTICAS.

- elaborada de algodón 100% contiene una cinta radio-opaca que se encuentra entretejida a la compresa y es detectable con los rayos X.
- la compresa se utiliza para secar volúmenes grandes de sangre.
- Medidas 70 x 45 cm.

TECNICA DE DOBLADO

- Extender la compresa y revisarla.
- Doblaria por la mitad.
- cada una de estas mitades doblarias hacia afuera y otra vez por la mitad.
- queda doblada en 4 partes y doblaria por la mitad otra vez.

Bibliografías:

- <https://blog.anade.com/sabanas-y-panos-quirurgicos-para-tu-clinica/#:~:text=1%20compresa%20de%20envoltura%20doble,por%20dobladillo%20perimetral%20de%201cm.>
- <https://es.slideshare.net/natorabet/caractersticas-de-la-ropa-quirrgica>
- <https://yoamoenfermeriablog.com/2018/05/06/doblado-de-ropa-quirurgica/>