



Nombre de alumno : Jesús Imanol Vera Pérez

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano

Nombre del trabajo: Bulto mayor

ginecología

Materia: Enfermería médico QX

Grado: 5

Grupo: B

BATA DE CIRUJANO



Se utiliza por debajo del uniforme GX y puede tener contacto con el campo estéril

- * Se ocupan 3 batos
- * Su material es de tela de algodón
- * Son de manga larga y puños de elástico
- * Tine apertura posterior
- * En la parte anterior posee un espacio abdominal su nombre es marsupial
- * Contiene un par de cintas en la zona posterior para atar la bata.

Doblado.

- 1.- Anudar los cordones de la cintura
- 2.- Por el revés tomar los extremos superiores de las dos sisas juntandolas en toda la extensión del hombro, verificando que las mangas queden extendidas, cubra hombro con hombro
- 3.- Doblar a lo largo nuevamente y por la mitad
- 4.- El extremo que corresponde al cuello doblarlo hacia la sisa y el extremo inferior sobre si mismo
- 5.- Juntar las dos secciones.

Tres toallas.



Medidas: $40 \pm 5 \times 40 \pm 5$ cm

- * Son cuadradas
- * Posee alta absorción
- * Es usada para absorber fluidos o líquidos durante la cirugía



Campo sencillo (4 campos)
Se coloca después de la sábana
estéril, se ocupa para delimitar
una barrera.

Mide: 1x1m

Técnica de doblado:

1. Extender el campo y revisarlo
2. Doblar por la mitad
3. Cada una de las mitades doblarlas hacia afuera
4. Queda doblada la compresa en 4 partes
5. Doblar por la mitad nuevamente
6. Marque dobles de referencia como una servilleta.

Sábana cerólica



* Son de doble grosor
y mide 1.80 x 1.80 m

- * Se coloca en el campo operatorio estéril para cubrir al paciente en referencia a la cabeza por arriba del área de incisión.
- * Técnica de doblado doblar los orillas llevándolas al centro de la apertura de manera que coincidan los extremos
- * Doblar las veces que sean necesarias y doblar los extremos hacia adelante

Sábana de pies



- * Se coloca como campo operatorio estéril para cubrir al paciente con referencia a los pies y púbis se coloca por debajo de la zona de incisión.
- * Son de gran grosor y sus dimensiones son de 1.80 x 1.80 m

Doblado:

- Doble la sábana en 2 a lo ancho
- Doble en acordeón de la orilla al centro
- Doble las dos extremos hacia el centro coincidiendo a la mitad y una de las secciones

Envoltura doble.



Medida

150cm x 150cm

- Son azules y de tela de algodón
- Son dos piezas unidas por costura y dobles de 1cm

Doblado:

Doble las orillas llevándolas al centro de la apertura de manera que los extremos repitan este dobles, las veces que sean necesarias hasta quedar de 25cm.



Envoltura simple.

Medida: 75 x 75 cm

- Tela de algodón color azul

Doblado: Se dobla las orillas llevándolas al centro de abertura de tal forma que los extremos coincidan, repetir hasta que mida aproximadamente 25cm.

Compresas de esponjar



- * Elaborados de algodón 100%.
- * Contiene una cinta radió opaca entrelazada con la compresa puede detectarse con RX
- * Se ocupan para secar volumen de sangre grandes
- * Mide: 70 x 45 cm

Doblado.

- ▷ Extender la compresa y revésarla
- ▷ Doblar por la mitad
- ▷ Cada mitad, doblarlo hacia aruero y de nuevo a la mitad
- ▷ Quedara en 4 partes y doblarlo a la mitad.

https://www.lanuevaperla.com/ropa_hospitalaria/bulto_quirurgico

<https://yoamoenfermeriablog.com/2018/05/06/doblado-de-ropa-quirurgica/>