



Despues de haber limpiado la muestra y haber cambiado el agua 8 veces cada hora se dejo secarse unos minutos para iniciar



El siguiente paso es humectar con unas gotas de acetona sobre toda la muestra



Despues de humectar con acetona se espera unos minutos y con una solucion al 50% de alcohol y acetona se empieza a humectar toda la muestra por cada 10 minutos hasta que comience a verse un cambio en el tono de color de la muestra



Al terminar se deja la muestra en un frasco con alcohol, despues de unos dias este se tomara un tono amarillo y debera cambiarse el alcohol.

