

Primer paso

Fui a una carnicería y compre un pedazo de bistec de res, después a las 11 de la noche lo puse en un recipiente de vidrio y lo dele con agua para, después lo dele 6 horas, con esa agua, después cada hora le cambiaba el agua, eso lo hice por 6 veces.




Segundo paso

Después le fíve el agua y la puse a secar el pedazo de carne, le puse gotas de acetona para, dele que esta se secara, pero vi un cambio en ella los tejidos se pusieron blancos.



Paso tres

pose, 50 de acetona y 50 de alcohol mezcle los dos y le puse, unas gotas al pedazo de carne, esto lo repeti por 10 veces, pero en cada sección debía que esto secara.





Después de repetir las 10 veces de alcohol con acetona.

La carne se encogió y se puso muy blanca y ya espere que estobiera bien seca.

Paso 5



Aca pose el pedazo de carne y en vez de ponerlo en agua, lo pose con alcohol al 70°C , esto ayudara a que esta muestra se conserve, y si se puso amarillo mi^o alcohol lo tire y le pose nuevo alcohol.