

Evidencia practica no.1

Primero la muestra se coloca en agua simple aprox.6 horas(la muestra esta lavada previamente), después de esto se lava nuevamente con agua simple volviéndose a dejar en agua, este proceso de lavado se repite aproximadamente 5 veces o hasta que la muestra ya no tenga sangre. Para preparar la muestra seguí 5 pasos:

1. Lavar la muestra con agua simple por última vez



2. Muestra después de acetona al 100%



3. Alcohol/acetona después de 5 veces



4. Alcohol/acetona 10



5. Muestra en alcohol puro

