## ROPA QUIRÚRGICA

se le llama ropa quirúrgica a las prendas confeccionadas con ciertas características para ser utilizadas en quirófano especialmente en el desarrollo de la terapéutica quirúrgica

### **CAMPOS SENCILLOS**

Sirven para delimitar el área quirúrgica, es de forma cuadrada confeccionados en tela de algodón, con dobladillos

en los extremos, con medidas de 90 x 90 o 60 x 60 cm.




### SÁBANA HENDIDA

Su forma es rectangular, cuenta con refuerzos al centro con las siguientes dimensiones el largo de 2.97 m, ancho 1.74 m, abertura, 50 por 6 cm y y ancho de refuerzo es de 5 cm.Se usa para la espalda del paciente en la aplicación aplicación de de "la "la anestesia raquidea, asa como para pequeñas cirugias y curaciones"

## SÁBANA DE RIÑÓN

Es una sábana de doble espesor.Se emplea para cubrir perfectamente la mesa de riñón; su principal utilidades para

la protección y como barrera. Es la envoltura interna del bulto de ropa y sus dimensiones son 250 cm x 120 cm.





# FUNDA DE MESA DE MAYO

Tiene forma de L, contando con un extremo abierto y una abertura lateral, vuelta con otro extremo cerrado y una pieza en forma de cuadro lateral, las medidas son: de largo 1.40 m de ancho 50 cm, la abertura de 65 cm y la pieza cuadrada de 45cm por 45 cm, el dobladillo del contorno es de un cm.Se encuentra cubriendo el instrumental en la mesa de mayo

### SÁBANA PODÁLICA

Se coloca en el campo operatorio estéril para cubrir al paciente con referencia a sus pies. Se dobla y se coloca arriba o debajo del área de la incisión. Es de doble grosor y sus dimensiones son de 1.80 x 1.80 m.



### SÁBANA CEFÁLICA

Se coloca en el campo operatorio e stéril para cubrir al paciente con referencia a la cabeza. Se dobla y se coloca arriba o debajo del área de la incisión. Es de doble grosor y sus dimensiones son de 1.80 x 180 m.

### SECADO

Se utiliza para Ilevar a cabo el procedimiento de secado de manos y brazos después del lavado qx; siempre será de tela de toalla. Sus dimensiones son de 40 a 45 cm x 45 cm.

