



Carlos Alberto Hernández Meza

DR. Erick Antonio Flores Gutiérrez

Técnicas quirúrgicas

Grado: 6

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: B

Nombre Sutura	Origen	Absorbible no Absorbible	Filamento	Fuerza tensil	Indicaciones Absorción	Tiem. mes Absorción
Seda	Natural	no absorbible	filamento trenzado	Alta	uso en tejidos blandos, piel y Cx plásticas	no se absorbe
Catgut	natural (Intestino de animales)	Absorbible	monofilamento	moderada	tejidos blandos, Cx gastrointestinales, oftalmológica y ginecológica	7-10 días
Poliéstereno	Sintético	no Absorbible	Trenzado o monofilamento de poliéster	Alta	Cx ortopédica, cardiovascular y neurocirugía	no se Absorbe
Polyglactin 910 (Vicryl)	Sintético (ácido láctico glicólico)	Absorbible	Trenzado o monofilamento	moderada	Cx general, ginecológica, ortopédica y pediátrica	60-90 días
Polidioxanona (PDS)	Sintético (Poliéster)	Absorbible	monofilamento de Polidioxanona	Alta	Cx abdominal, Urológica y ortopédica	180-210 días
Nylon	Sintético	no Absorbible	monofilamento o Trenzado	Alta	Procedimientos dermatológicos, Cx Plástica	no se absorbe
Prolene	Sintético	no Absorbible	monofilamento de Polipropileno	Alta	Cx Cardiovascular, oftalmológica	no se absorbe
Catgut Cromica	Natural	Absorbible	monofilamento	moderada	Tejidos blandos Cx gastrointestinales ginecológica	60-90 días

