

Brian Torres Villalobos

Dr. Erick Antonio Flores G.

Suturas

Técnicas quirúrgicas

6 “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 13/04/2025

Nombre	Origen	Absorbible	Fabricación	P. tensi.	Tiempo	Indicaciones
Catgut Simple	Natural	Si	Monofilamento	Baja	7-10 días	Tejido blando X Tensión elevada
Catgut Crómico	Natural	Si	Monofilamento	Medio	21-28 días	Tejidos ELados Mucosas
"Vicryl"	Sintético	Si	Multifilamento	Alta	57-70 días	T. Banda. Mucosas Internas
"Mochryl"	Sintético	Si	Monofilamento	Alta	90-120 días	Cierre de piel y Mucosas
Polidioxano	Sintético	Si	Monofilamento	Muy Alta	180-210 días	Tejidos de alta tensión, Cardio
no seab	Natural	No	Multifilamento	Baja	No absorbe	Ligaduras, Cardio
Pellipropik no	Sintético	No	Monofilamento	Muy Alta	No absorbe	cirugías Cardio y Plásticas
Nylon	Sintético	No	Mono o Multifilamento	Alta	No absorbe	cierre de piel
Acero	Sintético	No	Monofilamento	Muy Alta	No Absorbe	Ortopedia.
Inoxidable Poliéster trenzado	Sintético	No	Multifilamento	Muy Alta	No absorbe	Hernias.

• Brian Tekres 25

• 671