

Cuadro comparativo

NOMBRE: Abril Amely Valdez Maas

GRADO: 6 GRUPO:D

MATERIA: Técnicas Qx

Nombre de Sutura	Origen	Abs o NO	Fabricación (Filamento)	Fuerza Tensión	Tiempo de Absorción	Indicaciones
Vickyl	Sintético	Absorbible	multifilamento	R. tisular: - mínima moderada 60 - 65%	90 días	cirugía general - Ginecología
catgut cromico	natural	Absorbible	multifilamento	● pérdida de tensión de 5-10 días. 100% ● Dura 15 días 50-60	90 días	- no se recomienda en tejidos neurológicos y vasculares.
catgut simple	natural	Absorbible	multifilamento	100% ● Dura 15 días	70 días	- no se recomienda en tejidos neurológicos o cardiovascular
Seda	natural	no absorbible	multifilamento	Reacción T: moderada 100%	-----	Afrontar tejidos o ligamentos.
Poliamida	Sintético	no absorbible	mono o multi-filamento	R. tisular: - mínima - disminuye gradualmente.	-----	tejidos suaves
poliester	Sintético	no absorbible	mono y multi-filamento	R. tisular - mínima 100% F.T.	-----	- cuticular - oftálmico
polipropileno	Sintético	no absorbible	monofilamento	R. Tisular: - mínima. Resistente + de 2 años	-----	uso cuticular - cirugía plástica y reconstrucción

Nombre de Sutura	Origen	Abs o no	Fabricacion (Filamento)	Fuerza Tensil	Tiempo de Absorcion y (Indicaciones).
Acero Inoxidable	Sintetico	no Absorbible	monofilamento	Alta resistencia tensil	-se utiliza sobre estructuras oseas.