


6 = "C"

Algoritmo de reanimación neonatal

Dr. Luis Mauricio Jimenez Ortega. Presenta: Dulce Alondra Pinto Pérez



Pasos iniciales

- * Preparar el equipo y corroborar su adecuada función
- 1: Colocar en cuna de calor radiante
- 2: Colocar en posición de alfateo
- 3: Aspirar boca y nariz
- 4: Seco y estímulo
- 5: Retirar campo húmedo
- 6: Reubicar en posición de alfateo
- 7: Examinar FC y respiración.