

**Nombre de alumno: Aldrin martin
Ordoñez villatoro**

**Nombre del profesor: carolina
morales**

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: métodos

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 3°

Grupo: A

Agujas vacutainer,
portaobjetos
soluciones para
tinción

se componen de un barril cilindrico
redondo, un embolo ajustado y una
punta donde se conecta el eje de una
aguja, se presentan en un numero de
tamaños, que van desde 0.5ml a 60ml.

Una jeringa de 1 a 3ml es
normalmente suficiente en
pequeñas especies y de 5
ml hasta 60 ml en grandes
especies