



Nombre de alumnos: Cesar Augusto Robles Pérez.

Nombre del profesor: carolinas morales Figueroa

Nombre del trabajo: cuadro sinoptico

Materia: métodos e instrumentos de diagnóstico

Grado: 3°

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de julio del 2020



Agujas
vaicutainer
, porta
objetos
solucione
para
tinción

es

Las jeringas están compuestas por un cilindro y por un embolo ajustado y una punta donde se conecta el eje de la aguja se presentan en diferentes tamaños

Una jeringa de 1ml a 3ml es normalmente suficiente en pequeñas especies y de 5ml a 60ml en grandes especies

clasificación

Jeringa de insulina, jeringa de tuberculinas, residuales, automáticas y desechables

Función de los colorantes

Hacer visible los objetos microscópica y transparentes
revelar la forma y tamaño
mostrar la presencia de estructuras internas y externas
producir reacciones químicas específicas

tinción

Las tinciones se clasifican principalmente en tres

Tinción simple, tinción diferencial, tinción específica