

REPORTE DE EXPERIMENTO DE PREPARACION DE MUESTRA



Primero se lava bien el hígado, después se deja en un recipiente con agua durante 6 horas. Después las seis horas se tira agua y se vuelve a llenar el recipiente y lo dejamos reposar durante 1 hora. Este último lo repetimos 5 veces.



Una vez pasando la última hora de reposo con agua del hígado, se le coloca acetona al hígado por encima de este durante 30 minutos. Después de los 30 minutos le ponemos alcohol y acetona y lo dejamos reposar por 30 minutos. Este último lo repetimos 10 veces.



Después de que hayamos hecho el anterior paso lo que sigue es colocar el hígado en un recipiente con tapa para después cubrir el hígado con alcohol de tal manera que este sea el doble del volumen del hígado y lo dejamos reposar durante dos semanas.