

PRACTICA 1

COMENCE LAVANDO MI MUESTRA, LUGO LA DEJE EN UN TRASTE CON AGUA A LAS 11 DE LA NOCHE, DESPUÉS DE ESO A LAS 6 DE LA MAÑANA LE CAMBIE EL AGUA, Y A PARTIR DE AHÍ LO CAMBIABA CADA HORA.



- PASO 1.

TIRE EL AGUA QUE TENIA LA MUESTRA, LO LAVE CON AGUA DESTILADA VARIAS VECES, ESCURRÍ EL AGUA Y LO DEJE SECAR POR UN MOMENTO.

- PASO 2.

LE APLIQUE LA ACETONA Y ESPERE A QUE SEQUE APROX. 3 A 4 MIN., MIENTRES ESPERE QUE SECARA PUSE EN UN FRASCO LA MITAD DE ALCOHOL Y LA MITAD DE ACETONA PARA EL PRÓ-



-XIMO PASO.

- PASO 3.

UNA VEZ QUE YA SECO LA MUESTRA, LE AGREGUE EL ACETONA CON ALCOHOL, DEJE SECAR Y LUEGO VOLVÍA A AGREGAR ACETONA CON ALCOHOL (REPETÍ ESTE PASO 10 VECES) Y DEJE SECAR.



- PASO 4.

UNA VEZ SECO, LLENGE UN FRASCO CON ALCOHOL Y METÍ LA MUESTRA DENTRO Y ÉSO HA SIDO EL RESULTADO HASTA AHORA (SE DEJARA ASÍ DURANTE 2 SEMANAS).

