

ALUMNA:

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ CHRISTIANI LISSETH

GRUPO: LEN10SSC0720-A

DOCENTE:

LIC. LORENZO

ASIGNATURA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II

TRABAJO:

**CUADRO SINOPTICO “ESTRUCURA DE DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS”**

**SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS A 03 DE OCTUBRE
2022**

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

facil acceso desde las areas de cirugia,tococirugia,urgencias y hospitalizacion

El filtro de acceso debe contar con lavabo de manos dispensadores con jabon,toallas desechables

La puerta y los pasillo por lo que transitan los medico y enfermera tendran las dimensiones optimas.

Cubito de aislamiento para pacientes septicops e infecto-contagioso preferentemente con inyeccion y extraccion de aire independiente

Los cubitos o modulos para la atencion de los pacintes deberan contar con espacio suficiente para la ubicacion de la cama favoreciendo la seguridad del pacinte.

Alarmas conectadas a cada cubito y sistemas de comunicacion bidireccional.

las paredes,pisos y techos de los modulos deben de ser material liso,resistente y lavable

deberan contar con 16 contactos electricos grado medico diferenciados por codigo en relacion con la fuente del suministro y voltaje

En cada cubito deben tener dos tomas de suministro de oxigeno medicinal ,una de toma fija de aire comprimido.

Dos tomas fijas de aspiracion controlada y canastilla con frasco empotrado en la pared

Los cubitos deben estar ubicados en tomo central de enfermeria a efecto que el personal de enfermeria pueda observar a los pacientes y dezplazarse rapidamente

sistema de control termico ambiental y de ventilacion conrango estable entre 24 y 28°c con filtro de aire de alta eficiencia

Sistema de energia electrica interrumpida,con capacidad suficiente para asegurar el funcionamiento de todo el equipo medico de la unidad

La humedad del aire deb ser entre 30 y 60 % de acuerdo con la region geografica

*cuarto septico.
*sala de espera.
*area de trabajo administrativo
*area de lavado instrumental.

Bibliografía

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/normas/NOM_025_SSA3_2013.pdf