



Miguel Angel Calvo Vazquez

Karen Alejandra Morales Moreno


Mapa conceptual


Fisiopatología II

Grado: 3°

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "C"





Cap 21

<ul style="list-style-type: none"> - Plasmas 	<ul style="list-style-type: none"> - Leucocitos 	<ul style="list-style-type: none"> - Granulocitos 	<ul style="list-style-type: none"> - Neutrofilo 	<ul style="list-style-type: none"> - Ataca bacterias y hongos constituyen el 60-65% de leucocitos - constituyen el 0.3-0.5% de leucocitos - combaten infecciones alérgicas y de hipersensibilidad - constituyen el 1-3% de leucocitos - combaten infecciones alérgicas y parasitaria - son 20-30% total de leucocitos - combaten y destruye contra M.O. - 3 tipos: B, T y NK - se produce en Medula ósea - defensores y actúan ante la inflamación crónica 	<ul style="list-style-type: none"> - Basofilo 	<ul style="list-style-type: none"> - eosinofilo 	<ul style="list-style-type: none"> - Linfocito 	<ul style="list-style-type: none"> - Monocito y Macrófago 	<ul style="list-style-type: none"> - actúan en plaqueta - Activación plaqueta - agregación plaqueta - formación del tapón de plaquetas 	<ul style="list-style-type: none"> - Eritrocito 	<ul style="list-style-type: none"> - Trombocito o plaquetas 	<ul style="list-style-type: none"> - Alteraciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Hemoatopoyesis 	<ul style="list-style-type: none"> - Bifurcación - VSG - Bifurcación - Aspiración - VCM, HCM y Hct
<ul style="list-style-type: none"> - elementos formes 	<ul style="list-style-type: none"> - funcionan como tapón para detener hemorragias - 4 etapas del trombocito - Transporta O₂ y O al tejido - Pílagita en bazo, hígado y M.O - Mas abundante - globulos rojos 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 tipos de hemato poiesis - Panmitopenta - Policitemia - Mieloproliferativa - leucemia - citocina que activa la diferenciación 	<ul style="list-style-type: none"> - del medula ósea - Uni. - Etenocisto forme med mo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Medular - Extramedular 	<ul style="list-style-type: none"> - pruebas de dx 									