




**Mi Universidad**

NOMBRE DEL ALUMNO: LUIS DARINEL OZUNA CINCO.  
NOMBRE DEL TEMA: INSTRUMENTOS QUIRURGICOS...  
PARCIAL: PRIMER.  
NOMBRE DE LA MATERIA: INTRIDUCCIÓN A LA CIRUGÍA,  
PATOLOGÍA Y TÉCNICAS QUIRURGICAS DE EQUINOS,  
NOMBRE DEL PROFESOR: HUGO ALEXANDER PÉREZ LÓPEZ  
NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y  
ZOOTECNIA.  
CUATRIMESTRE: QUINTO CUATRIMESTRE

# HABLEMOS SOBRE EL LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO

## ¿CUÁL ES LA TÉCNICA?



LA TÉCNICA CONSISTE EN CEPILLAR LECHOS UNGUEALES, ESPACIOS INTERDIGITALES, PALMA Y DORSO DE LA MANO Y EL ANTEBRAZO HASTA 8 CM POR ARRIBA DEL CODO. SIEMPRE CON LA MANO Y EL ANTEBRAZO ELEVADOS PARA EVITAR EL RETORNO DE JABÓN, AGUA Y BACTERIAS HACIA LAS MANOS

## OBJETIVO

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO ES LOGRAR UN ALTO GRADO DE ASEPSIA EN EL MOMENTO PREVIO Y POSTERIOR A UNA CIRUGÍA. CON ESTA TÉCNICA SE CONSIGUE ELIMINAR DE FORMA RIGUROSA POSIBLES RESTOS QUE PUEDAN QUEDAR EN LAS MANOS O LOS BRAZOS Y EVITAR ASÍ LAS TEMIDAS INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LOS HOSPITALES.



### TIPO DE LAVADO 1

HUMEDECER LAS MANOS, ANTEBRAZOS Y CODOS. APLICAR 2 PULSACIONES DEL DOSIFICADOR EN EL CUENTO DE LA MANO

### 2

ENJABONARSE MANOS, ANTEBRAZOS Y CODOS, FROTAR CON MOVIMIENTOS CIRCULARES, TAMBIÉN ENTRE LOS DEDOS. REALIZAR ESTE PROCESO DESDE LAS MANOS HASTA LOS ANTEBRAZOS.

### 3

CEPILLAR LAS UÑAS CON UN CEPILLO ESTÉRIL DURANTE 2 MINUTOS Y 30 SEGUNDOS. ENJUAGAR ABUNDANTEMENTE.

## instrumental quirurgico.

EL MATERIAL HABITUAL QUE SUELE SER SUFICIENTE PARA LA MAYORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSISTE EN:

- MANGO DE BISTURÍ Nº 3 CON HOJAS DEL Nº 15 PARA DISECCIÓN Y DEL Nº 11 PARA INCISIONES Y RETIRADA DE PUNTOS.
- TIJERA DEMETZENBAUM: CURVA Y DE PUNTA ROMA PARA DISECCIÓN.
- TIJERA DE MAYO: CURVA/RECTA Y DE PUNTA ROMA PARA CORTE DE TEJIDOS MÁS SÓLIDOS Y MATERIALES (HILOS DE SUTURA, GASAS, VENDAS...).
- PINZAS DE DISECCIÓN CON O SIN DIENTES, PINZAS DE ADSON CUANDO SE REQUIERA GRAN PRECISIÓN EN CAMPOS PEQUEÑOS.
- PORTAAGUJAS.
- SET DE SUTURAS BÁSICAS:
- SUTURAS NO REABSORBIBLES DE 2/0, 3/0, 4/0, 5/0. (SEDA, NAYLON, POLIPROLENENO).
- SUTURAS REABSORBIBLES DE 3/0 Y 4/0 (POLILACTINA, ÁCIDO POLIGLICOLICO).
- LAS AGUJAS IDEALES PARA C.M. SON TRIANGULARES Y CON UN ARCO DE CIRCUNFERENCIA DE 3/8.



## CALZADA DE GUANTES QUIRURGICOS

COLOQUE EL PAQUETE DE GUANTES ESTÉRILES EN UN ÁREA DE TRABAJO LIMPIA.

- RETIRE EL EMBALAJE EXTERIOR DE LOS GUANTES ESTÉRILES. ABRA EL EMBALAJE INTERIOR COMO SE INDICA. NO TOQUE NADA DENTRO DEL PAQUETE. EL PASO 1 EN LA IMAGEN MUESTRA CÓMO SE VEN LOS GUANTES EN EL EMBALAJE.
- LÁVESE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN. SÉQUESE BIEN LAS MANOS
- CON LA MANO NO DOMINANTE (LA QUE NO USA PARA ESCRIBIR), RECOJA EL GUANTE PARA LA OTRA MANO POR EL PUÑO. EL PASO 2 EN LA IMAGEN LE MUESTRA CÓMO ES EL PROCESO. ESTE GUANTE ES PARA LA MANO DOMINANTE (LA MANO QUE USA PARA ESCRIBIR). TENGA CUIDADO DE TOCAR SÓLO EL INTERIOR DEL PUÑO Y DEL GUANTE. ESTA PARTE LE TOCARÁ LA PIEL CUANDO EL GUANTE ESTÉ COLOCADO EN SU MANO.
- DEJE QUE EL GUANTE CUELQUE CON LOS DEDOS APUNTANDO HACIA ABAJO. LUEGO, DESLICE LA MANO DOMINANTE DENTRO DEL GUANTE CON LA PALMA HACIA ARRIBA Y LOS DEDOS ABIERTOS. EL PASO 3 EN LA IMAGEN LE MUESTRA CÓMO ES EL PROCESO. TENGA CUIDADO DE NO TOCAR EL EMBALAJE CUANDO SE COLOCA LOS GUANTES.
- SI EL GUANTE NO ENTRA RECTO, ESPERE PARA ACOMODARLO HASTA QUE SE HAYA COLOCADO EL OTRO GUANTE. MANTENGA LAS MANOS POR ENCIMA DE LA CINTURA PARA ASEGURARSE DE QUE PERMANEZCAN ESTÉRILES.
- USE LA MANO ENGUANTADA PARA DESLIZAR LOS DEDOS BAJO EL PUÑO DEL SEGUNDO GUANTE. EL PASO 4 EN LA IMAGEN LE MUESTRA CÓMO ES EL PROCESO. SÓLO TOQUE EL EXTERIOR DE ESTE GUANTE. ESTA PARTE NO LE TOCARÁ LA PIEL CUANDO EL GUANTE ESTÉ COLOCADO EN SU MANO.
- DEJE QUE EL GUANTE CUELQUE CON LOS DEDOS APUNTANDO HACIA ABAJO. DESLICE LA MANO DENTRO DEL GUANTE CON LA PALMA HACIA ARRIBA Y LOS DEDOS ABIERTOS. EL PASO 5 EN LA IMAGEN LE MUESTRA CÓMO ES EL PROCESO.
- ACOMODE AMBOS GUANTES HASTA QUE ENCAJEN CORRECTAMENTE. SÓLO TOQUE LAS ÁREAS CON GUANTES ESTÉRILES.

